


CENTRE HOSPITALIER 			
ALBERTVILLE MOUTIERS			
PROTOCOLE DE MISE EN PLACE DE L'ATTELLE DE TRACTION TYPE DONWAY			PROT/2009.01/ OPC Version 1
			Date d'application :
Rédaction : Docteur Stanislas PRIEUR Praticien Hospitalier	Vérification : Madame MARTINET, Adjoint Administratif	Validation : Docteur Stéphane RAFFINI Praticien Hospitalier	Approbation : Docteur Marc HAESEVOETS Chef de service Praticien Hospitalier
Indice de version	Nature de la modification		Date d'application

1. Objet :

Ce document a pour objet de décrire la mise en place de l'attelle de traction de type Donway.

2. Mots clés

- SMUR
- Fracture fémur

3. Documents de référence :

Néant

4. Domaine d'application :

Ce document s'applique à l'ensemble des SMUR routiers du Centre Hospitalier Albertville Moûtiers (site Moûtiers et Albertville)

5. Responsabilité d'application :

Les médecins SMUR sont garants de la mise en œuvre de cette procédure qui engage leur responsabilité.

6. Principes et contenu :

6.1 Indication

6.2 Mise en place

6.3 Surveillance

7. Liste de diffusion :

* Sera diffusé à l'ensemble des praticiens ainsi qu'aux Cadres de Santé et IDE du service URGENCES SMUR

ANNEXES : Annexe 1 – liste d'envoi
 Annexe 2 – fiche critique

PROTOCOLE DE

MISE EN PLACE DE L'ATTELLE DE TRACTION TYPE DONWAY

PROT/2009.01/ OPC Version 1

Date d'application :

6- Principes et contenu :

6.1 Indication

Fracture de la diaphyse fémorale

Association possible au bloc fémoral

Permet de réaligner le membre traumatisé, de limiter la douleur et de prévenir l'embolie graisseuse

6.2 Mise en place

6.2.1 Etape 1

Jusqu'à l'étape 5, le membre traumatisé doit être maintenu en traction

Placer l'anneau ischiatique sous le genou et le faire remonter jusqu'à la racine de la cuisse (sert de point d'appui pour exercer une traction)

Attacher la boucle sans la serrer



6.2.2 Etape 2

Appuyer sur la valve de décompression pour en chasser tout l'air



6.2.3 Etape 3

Desserrer les bagues de serrage

Glisser l'attelle de part et d'autre du membre traumatisé

Adapter les bras coulissants à la longueur voulue

Relier les fiches de l'anneau ischiatique aux bras coulissants



6.2.4 Etape 4

Mettre le pied contre son support métallique

Ajuster l'attache velcro afin que le support rembourré soit positionné au niveau du haut de la cheville

Entrecroiser les sangles supérieures en commençant par la plus longue



PROTOCOLE DE

MISE EN PLACE DE L'ATTELLE DE TRACTION TYPE DONWAY

PROT/2009.01/ OPC Version 1

Date d'application :

6.2.5 Etape 5

Utiliser la pompe pour appliquer la pression souhaitée (10 à 18 Kg – zone verte du manomètre)

La traction manuelle (étape 1) peut être relâchée

Verrouiller les bagues de serrage



6.2.6 Etape 6

Placer et ajuster les supports de cuisse et de jambe

Placer la sangle de genou au-dessus de celui-ci



6.2.7 Etape 7

Vérifier la bonne immobilisation

Appuyer sur la valve de décompression pour en chasser tout l'air (manomètre à 0)

Redresser le support d'attelle



6.2 Surveillance

- Douleur
- Coloration tégumentaire
- Pouls périphérique
- Signe d'embolie graisseuse : hyperthermie, triade de Gud (manifestations respiratoires, neuropsychiques, cutanéomuqueuses)

PROTOCOLE DE

MISE EN PLACE DE L'ATTELLE DE TRACTION TYPE DONWAY

PROT/2009.01/ OPC Version 1

Date d'application :

NOM	PRENOM	Qualité	SERVICE	Site	Cocher les personnes concernées
ALBERTINI	Patricia	Cadre de Santé	Service Urgences/SMUR	Site de Moutiers	
ALBERTINI	Patricia	Cadre de Santé	Service Urgences/SMUR	Site d'Albertville	
BOUCHEND'HOMME	Philippe	Praticien Attaché	Service Urgences SMUR	Site d'Albertville	
CHARDIN	Laurent	Praticien Hospitalier	Service Urgences SMUR	Site de Moûtiers	
CHARTIER	Freddy	Praticien Contractuel	Service Urgences/SMUR	Site d'Albertville	
ERNOTTE	Dominique	Praticien Attaché	Service Urgences SMUR	Site de Moûtiers	
GARY DOLO	Florence	Praticien Hospitalier	Service Urgences SMUR	Site de Moûtiers	
GRAILLE	Fabienne	Praticien Contractuel	Service Urgences SMUR	Site d'Albertville	
HAESEVOETS	Marc	Chef de Service - Praticien Hospitalier	Service Urgences/SMUR	Site d'Albertville	
HERRI	Abdelaziz	Praticien Hospitalier	Service Urgences SMUR	Site d'Albertville	
JONCQUIERT LATARJET	Aude	Praticien Attaché	Service Urgences SMUR	Site de Moûtiers	
LAM KAM CHEUNG	Rachel	Assistant Généraliste	Service Urgences SMUR	Site d'Albertville	
LANIECE	Christophe	Praticien Attaché	Service Urgences SMUR	Site d'Albertville	
LUCZAK	Corinne	Praticien Hospitalier	Service Urgences SMUR	Site d'Albertville	
MAIN	Aloys	Praticien Attaché	Service Urgences SMUR	Site d'Albertville	
MATET STIEL	Sylvie	Praticien Hospitalier	Service Urgences SMUR	Site de Moûtiers	
MATRAXIA	Sophie	Praticien Hospitalier	Service Urgences SMUR	Site de Moûtiers	
MUNYINGA	Jonas	Praticien Attaché	Service Urgences SMUR	Site d'Albertville	
PAGLIAROLI	Véronique	Praticien Attaché	Service Urgences SMUR	Site de Moûtiers	
PARCOT	Damien	Praticien Hospitalier	Service Urgences SMUR	Site de Moûtiers	
PRIEUR	Stanislas	Praticien Hospitalier	Service Urgences SMUR	Site de Moûtiers	
RAFFINI	Stéphane	Praticien Hospitalier	Service Urgences SMUR	Site d'Albertville	
REBREYEND	Bruno	Praticien Hospitalier	Service Urgences SMUR	Site de Moûtiers	
SIMON	Marie-Hélène	Praticien Hospitalier	Service Urgences SMUR	Site d'Albertville	
ZAROOUR LOUX	Nora	Praticien Hospitalier	Service Urgences SMUR	Site d'Albertville	
ANGLADE LEGRIS	Valérie	IDE	Service Urgences SMUR	Site de Moûtiers	
BLANC	Yannick	IDE	Service Urgences SMUR	Site de Moûtiers	
BOUCHENOT	Anne-Lucile	IDE	Service Urgences SMUR	Site de Moûtiers	
DELABIE	Carole	IDE	Service Urgences SMUR	Site de Moûtiers	
DEVELAY	Céline	IDE	Service Urgences SMUR	Site de Moûtiers	
DOIX	Anaïs	IDE	Service Urgences SMUR	Site de Moûtiers	
EYNARD	Louise Anne	IDE	Service Urgences SMUR	Site de Moûtiers	
GEORGES	Laurence	IDE	Service Urgences SMUR	Site de Moûtiers	
LANGER	Arnaud	IDE	Service Urgences SMUR	Site de Moûtiers	
LE MOEL DUMESNIL	Fabienne	IDE	Service Urgences SMUR	Site de Moûtiers	
LEGENDRE	Magali	IDE	Service Urgences SMUR	Site de Moûtiers	
PERRAIN	Emilie	IDE	Service Urgences SMUR	Site de Moûtiers	
POL	Laurence	IDE	Service Urgences SMUR	Site de Moûtiers	
VIVET GROS	Amandine	IDE	Service Urgences SMUR	Site de Moûtiers	
BENOIT	Catherine	IDE	Service Urgences SMUR	Site d'Albertville	
BOUJAILLAT	Amandine	IDE	Service Urgences SMUR	Site d'Albertville	
BUTIN	Pierre	IDE	Service Urgences SMUR	Site d'Albertville	
DELANGE	Gaëlle	IDE	Service Urgences SMUR	Site d'Albertville	

PROTOCOLE DE**PROT/2009.01/ OPC Version 1****MISE EN PLACE DE L'ATTELLE DE TRACTION TYPE DONWAY****Date d'application :**

DIORCET	Pierre	IDE	Service Urgences SMUR	Site d'Albertville	
DUCREY	Marie-Claude	IDE	Service Urgences SMUR	Site d'Albertville	
FELTRIN	Patricia	IDE	Service Urgences SMUR	Site d'Albertville	
GAIDET	Olivier	IDE	Service Urgences SMUR	Site d'Albertville	
GAZZOLA	Marine	IDE	Service Urgences SMUR	Site d'Albertville	
GREFFERAT	Daniel	IDE	Service Urgences SMUR	Site d'Albertville	
LEVEQUE	Sylvie	IDE	Service Urgences SMUR	Site d'Albertville	
LISON	Sandra	IDE	Service Urgences SMUR	Site d'Albertville	
MARTIN	Christine	IDE	Service Urgences SMUR	Site d'Albertville	
MORLOTTI	Daniel	IDE	Service Urgences SMUR	Site d'Albertville	
PARENT	Isabelle	IDE	Service Urgences SMUR	Site d'Albertville	
VINS	Catherine	IDE	Service Urgences SMUR	Site d'Albertville	
VOISIN	Pascale	IDE	Service Urgences SMUR	Site d'Albertville	

PROTOCOLE DE**MISE EN PLACE DE L'ATTELLE DE TRACTION TYPE DONWAY****PROT/2009.01/ OPC Version 1****Date d'application :**

SERVICE :	
NOM	
FONCTION	
DATE	
SIGNATURE	

DOCUMENT :	
TITRE	
CODE VERSION	

REMARQUES :	
Page :	
Page :	
Page :	

COMMENTAIRES :.....
.....
.....

A RETOURNER A LA DIRECTION QUALITE